

# Kollektion BSC

## KOLLEKTION BSC I

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC II

Offenheitsgrad des Gewebes: 1%, 3%, 5%


Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC III

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC IV

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BSC V

Offenheitsgrad des Stoffes: 5%


Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BSC VI

Offenheitsgrad des Stoffes: 3%

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BSF I

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen, Außen



# Kollektion Serge 600

## KOLLEKTION SC1

Offenheitsgrad des Gewebes: 1%


Anwendung: Außen



## KOLLEKTION SC5

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Außen



## KOLLEKTION SC10

Offenheitsgrad des Gewebes: 10%

Anwendung: Außen

